


redox[®]

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВИТАМИНЫ[®]

от целлюлита $\approx 50 \mu\text{A}$



Антицеллюлитный массажер redox сконструирован таким образом, что во время массажа на серебряных остриях ролика за счет разной силы прикосновения образуются электрические витамины — токи кожно-гальванического происхождения, которые человек может вырабатывать и потреблять при взаимодействии с металлами.

Электрические витамины в сочетании с массажным воздействием обеспечивают:

- улучшение микроциркуляции,
- биосинтез фибропротеинов кожи коллагена и эластина,
- расщепление подкожно-жировой клетчатки,
- разрушение фиброзных перегородок («целлюлита»),
- восстановление электролитного баланса в клетках кожи,
- лимфодренаж тканей,
- ускорение обменных процессов.

Процесс гальванофореза усиливает эффективность косметических и лечебных антицеллюлитных средств за счёт их более глубокого проникновения в кожу и подкожную клетчатку.

Воздействие ионов серебра приводит к быстрому улучшению состояния кожи, вызывая уменьшение ее шелушения, дряблости и гиперпигментации. Ионы серебра борются с воспалениями, стимулируют восстановительные процессы в тканях, оптимизируют показатели эластичности кожи, восстанавливают тонус капиллярной сети.

Массаж антицеллюлитным массажером redox позволяет достичь следующих результатов:

- повышение тонуса кожи,
- лифтинг-эффект,
- видимое уменьшение нежелательных объемов,
- отсутствие или снижение выраженности эффекта «апельсиновой корки».

Мягкое механическое воздействие серебряными остриями стимулирует кровоток в подкожной жировой клетчатке, активизируется работа лимфатической системы, запускаются процессы расщепления жировых отложений, выводится лишняя жидкость, кожа становится ровной и подтянутой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Антицеллюлитный массажер **redox** подходит для регулярного массажа проблемных зон в области предплечий, живота, ягодиц, бедер и икр. Нанесите антицеллюлитный крем на проблемную зону и начните выполнять массажные движения в направлении снизу вверх. Продолжайте антицеллюлитный массаж по желанию и с удовольствием. Если вы хотите усилить эффект, то следует применять массажер прямо в душе.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО НА ЗДОРОВОЙ КОЖЕ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ.

Чтобы повысить эффективность процедуры в несколько раз, используйте всю систему генераторов электрических витаминов **redox**, которые заставляют ежедневно работать законы физики, химии и биологии на здоровье и красоту.

СОСТАВ

Ручка массажера выполнена из прочного пластика и, благодаря эргономичной форме, удобно лежит в ладони. Острия массажера **redox** изготовлены из серебра, закруглены, что позволяет бережно провести сеанс массажа, не повреждая кожу.

Правила хранения: Хранить изделие при комнатной температуре.

Гарантийный срок: Шесть месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

Правила утилизации: По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации. Утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности: не ограничен

Срок хранения до начала использования: 12 месяцев.