

Массажный матрас

Инструкция по эксплуатации

Массажный матрас — это высокоэффективное массажное устройство, которое благодаря большой площади активной поверхности может одновременно воздействовать на всё тело: шею, спину, поясницу, ноги. Такой массаж великолепно снимает накопившееся за день напряжение, стимулирует кровообращение, улучшает метаболизм и общее самочувствие, способствует улучшению осанки. Функция прогрева ещё больше увеличивает эффективность массажа.

Особенности модели:

- 5 вибромоторов
- 4 массажные зоны (шея, спина, поясница, ноги)
- Проникающее тепло в области поясницы
- 5 программ массажа
- Простое управление при помощи пульта
- Удобная система крепления

Управление:

- Вкл/Выкл — кнопка питания
 - Подогрев — кнопка включения прогрева матраса
 - Интенсивность — с помощью этой кнопки регулируется скорость вибрации. Выбор из 3 режимов (низкая, средняя, высокая).
 - Кнопка Режим для автоматического выбора программы массажа. Программы меняются циклично при нажатии кнопки и отображаются индикаторами F1-F5.
 - Кнопками Шея/Спина/Поясница/Ноги можно выбрать область массажа вручную
- Массажёр отключается автоматически через 15 минут работы.

Технические характеристики:

Напряжение:

Выход: 12 В DC 800 мА

Вход: 100 В — 240 В 50/60 Гц

Номинальная мощность: 9,6 Вт

Меры безопасности:

1. Всегда отключайте массажный матрас от питания, если прибор не используется или перед его очисткой.
2. Не используйте во влажных или сырых местах или вблизи воды.
3. При повреждении шнура питания, обратитесь в специализированный центр.

4. Не является игрушкой.
5. Выключайте сетевой адаптер при переноске матраса.
7. Убедитесь, что кабель питания не запутался и надёжно подключен к сети.
8. Не пытайтесь самостоятельно произвести ремонт или разобрать матрас.

Очистка и техническое обслуживание:

1. Отключите устройство и дайте ему остыть перед очисткой. Очищайте только мягкой, слегка влажной губкой.
2. Не погружайте матрас в агрессивные растворители, щелочные моющие средства при очистке.
3. Не используйте абразивные чистящие средства, грубые щетки, средства для полировки мебели и растворители для краски.
4. Не используйте химические чистящие средства для чистки внешней поверхности матраса, так как эти вещества способны повредить материал.
5. Массажный матрас предназначен для домашнего использования.
6. Не используйте массажный матрас с удлинителем или дистанционным таймером.
7. В случае повреждения или поломки матраса или сетевого шнура, прекратите дальнейшее использование прибора.
8. Если у вас есть какие-то вопросы относительно вашего здоровья, или вы страдаете от болезни, проконсультируйтесь с врачом перед использованием массажного матраса.
9. Люди, имеющие кардиостимуляторы, должны обратиться за консультацией к врачу перед началом использования массажного матраса.
10. Никогда не накрывайте прибор при его эксплуатации!
11. Не используйте прибор дольше 15 минут за один раз.
12. Не используйте матрас при опухолях и воспаленных участках кожи.
13. Данный прибор не является профессиональным прибором, предназначен для успокаивающего массажа.
14. Не используйте матрас в качестве замены оказания медицинской помощи.
15. Не рекомендуется использовать массаж перед сном, так как он оказывает стимулирующее действие и может замедлить процесс засыпания.
16. Не используйте устройство в постели.
17. Не используйте в сложенном состоянии.